

ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DE 24 LITROS

MODELO - YX-24HDD

Autoclave Semi-Automático, el cual utiliza vapor presurizado para esterilizar los utensilios rápida y eficientemente. Puede ser usado en hospitales, centros de salud públicos, estaciones de salud, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científicas, etc. para esterilizar toda clase de equipos médicos, ropa de cirugía, lentes y soluciones.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Estructura completamente de acero inoxidable.
- Manija tipo rueda que asegura un sellado completamente hermético.
- Programación digital de tiempo y temperatura.
- Corte automático con sonido, que indica la finalización de la esterilización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Volumen de esterilización: 24L ϕ 280x390mm (0.024m³)

Presión de trabajo: 0.14 – 0.16 Mpa

Rango de temperatura: 105 – 126°C

Rango de tiempo: 0 a 99 min.

Max. Presión de seguridad: 0.165 Mpa

Temperatura de fluctuación: $\leq \pm 1^\circ\text{C}$

Consumo: 2KW/AC 220V.60Hz

Dimensiones de transporte: 42x42x75 cm

Peso Neto: 14Kg

Peso Bruto: 15Kg

