

# COCHE DE CURACIONES EN ACERO INOXIDABLE

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Dos tableros elaborados en plancha de acero inoxidable de 0.8 mm de espesor.
- Dos gavetas de fácil deslizamiento, con tiradores incorporados.
- Dos agarraderas fabricadas con tubo redondo de acero inoxidable a ambos lados del mueble.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Elaborado en acero inoxidable de sección cuadrada, calidad AISI 304-2B. Unidad montada sobre cuatro ruedas giratorias de 2" de diámetro, dos de ellas con freno de grado hospitalario. Acabado, satinado medio brillo.



## DIMENSIONES:

Largo: 950 mm.aprox

Ancho: 450 mm.aprox

Altura al tablero inferior: 340 mm. aprox

Altura al tablero superior: 800 mm.aprox