

COCHE DE PARO EN ABS IMPORTADO



- ⚙ Estructura de ABS de alto impacto, resistente a la corrosión .
- ⚙ Superficie superior de plástico resistente y duro, con barandales protectores .
- ⚙ Barandales fabricados en acero inoxidable .
- ⚙ Dos cajones medianos y 3 cajones grandes, cada una de ellos con divisiones internas grandes y chicas para la colocación de medicamentos y otros .
- ⚙ Manubrio para la transportación del carro .
- ⚙ Bandeja para colocación de equipos (desfibrilador u otro equipo) .
- ⚙ Porta sueros ajustable en acero inoxidable para sostener soluciones intravenosas .
- ⚙ Bandeja auxiliar lateral plegable .
- ⚙ Superficie para la preparación de soluciones .
- ⚙ Con sistema de seguridad de cierre de las cajones .
- ⚙ Peso bruto : 67kgs.
- ⚙ Dimensiones 85 x 52 x 95 cm .
- ⚙ Bandeja para la colocación de tanque de oxígeno chico .
- ⚙ Tablero para reanimación cardio pulmonar .
- ⚙ Con cajón lateral para expedientes .
- ⚙ Protector contra golpes redondeado alrededor del carro .
- ⚙ 4 ruedas con sistema de frenado, antiestáticas y giratorias .