

# MESA DE MAYO DE ACERO INOXIDABLE

## ■ DESCRIPCIÓN

Mesa Mayo de 60x40 cm con bandeja de acero inoxidable AISI 304, ideal para uso clínico y hospitalario. Equipada con 4 ruedas de goma para fácil desplazamiento, 2 de ellas con freno para mayor seguridad y estabilidad durante el uso. Robusta y duradera, diseñada para cumplir con los más altos estándares de higiene y resistencia.

## ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Marco:</b>	Acero esmaltado
<b>Bandeja:</b>	Acero Inoxidable AISI 304
<b>Medidas bandeja:</b>	60 x 40 cm
<b>Altura ajustable:</b>	75 - 124 cm
<b>Ruedas:</b>	2 con freno / 2 sin freno
<b>Diámetro rueda:</b>	2"
<b>Estructura base:</b>	Perfil acero 4 x 4 cm
<b>Estructura telescópica:</b>	Perfil acero 3 x 3 cm
<b>Peso:</b>	7 kg

## ■ MANTENIMIENTO

Limpieza regular con paño húmedo, evitar químicos abrasivos.

Inspección periódica de perilla y ruedas.



PERILLA DE AJUSTE



RUEDAS C/ FRENO



**12 MESES DE GARANTÍA**