



CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA

YA-D5-1

Cama de hospital



*Mejor cuidado
Mejor confort!*



YA-D5-1

Cama de hospital

DESCRIPCIÓN

La cama hospitalaria eléctrica YA-D5-1 es un modelo completamente eléctrico para cuidados intensivos (UCI). Está diseñada para brindar soporte conveniente tanto al personal médico como al paciente, facilitando un proceso de recuperación seguro y eficiente.

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de la cama con recubrimiento por electrólisis y pintura en polvo
- Plataforma de ABS desmontable
- Motor lineal para un ajuste silencioso y suave
- Controlador integrado para todas las funciones y movimientos eléctricos
- 4 barandales de ABS tipo plegable, abatibles por debajo de la superficie de la cama
- Cabecera y piecera de ABS, desmontables
- Sistema de freno centralizado con ruedas de 125 mm de diámetro
- Barandilla lateral de ABS con panel de control integrado
- Autocontorno
- RCP eléctrica
- RCP manual.
- Control remoto

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-D5-1
Dimensiones	2200 * 980 * 450-750mm
Altura	450-750mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	220kg



DETALLES DEL PRODUCTO



lataforma microperforada de acero (MS)



Panel de control integrado en el barandal



Panel de control integrado



Sistema de freno centralizado

