

CUNA ACRILICA RODABLE



*Mejor atención
mayor confort!*

CUNAS HOSPITALARIAS

DESCRIPCIÓN

La cuna hospitalaria MK-B07 cuenta con estructura de acero inoxidable resistente y anticorrosiva. Su cunero de acrílico transparente y duradero permite una excelente visibilidad del bebé. Con mecanismo de ajuste de ángulo para cuidados médicos, es una opción práctica, confiable y fácil de usar en hospitales, maternidades o en el hogar.


CARACTERÍSTICAS

- Cuna de plástico moldeado extraíble (sin juntas).
- Con posición Trendelenburg (TR). (Inclinación hasta 15°)
- Estructura de acero inoxidable.
- Un estante de acero inoxidable en la parte inferior.
- 4 ruedas giratorias (2 con frenos)
- Con un colchón de 3 cm, fácil de limpiar


FICHA TÉCNICA

Modelo	MK-B07
Dimensiones	820*500*860mm
Trendelenburg	0~15°
Ruedas	Ø75mm
Capacidad de carga	20kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Cuna acrílica para bebé



Cesta de almacenamiento inferior



Ruedas