


BT-710



PULSIOXÍMETRO



4.3" Pulsioxímetro

SpO₂ , Pulso

Pantalla táctil

Diseño de mano / software de vista de PC / Más de 8 horas de uso de la batería

⌘ Especificación técnica

Modelo		BT-710
SpO ₂	Monitor	4.3" LCD táctil
	Rango de medición	0-100 %
	Precisión (70-100%) Adulto / Pediátrico	2 %
	Recién nacido	3 %
	Precisión (0-69%)	
	Índice Perfusión	0.05-20 %
Batería	Rango de frecuencia de pulso (bpm)	25-250
	Tipo (capacidad)	Li-ion(3000 mAh)
	Tiempo de ejecución	5 horas
	Tiempo de carga	4 horas
	Interfaz de software de PC	RJ45, ranura para tarjeta SD
Garantía		2 años



Tamaño de mano



Cubierta protectora

Time	SpO2	PR
08-07-2017 15:51	---	---
08-07-2017 15:50	97	86
08-07-2017 15:49	98	88
08-07-2017 15:48	---	---
08-01-2017 17:02	97	79
08-01-2017 16:01	97	78
08-01-2017 16:00	98	80
08-01-2017 15:59	97	77
08-01-2017 15:57	97	79
07-21-2017 01:04	---	---
07-21-2017 01:03	---	---
07-21-2017 01:02	---	---
07-21-2017 01:01	---	---
07-21-2017 01:00	---	---
07-21-2017 00:59	---	---
07-21-2017 00:58	---	---
07-21-2017 00:57	---	---
07-21-2017 00:56	---	---
07-21-2017 00:55	---	---
07-21-2017 00:54	---	---
07-21-2017 00:53	---	---
07-21-2017 00:52	---	---

1/31
X

Tendencia Tabular