

APLICACIONES

Endoscopia

Gastroenterología

Cirugía General

Atención Domiciliaria

Obstetricia

Pabellón quirúrgico
Sala operaciones

Veterinaria

CE 0123



NEW ASKIR 30 es una unidad de succión eléctrica de sobremesa para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos o niños. Adecuada para pacientes traquetomizados, aplicaciones quirúrgicas menores y terapia post-operatoria. El equipo dispone también vacuómetro (medido en bar y kPa) y regulador de vacío. Incluye nivel de protección IP21 y está configurado según norma EN 60601-1-11 "para uso en Atención Domiciliaria".

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Frasco de recolección con sistema de Válvula de desagüe (diferentes opciones)
- Tubos de Silicona autoclavable 6x10 + Conector Cónico \varnothing 8-9-10 mm
- Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso único por paciente)
- Sonda de aspiración CH20
- Cable de Conexión con Enchufe tipo USA

OPCIONAL

- Carrito de transporte REF. 27730

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación		
Tensión de alimentación	110-127V 60Hz - Otras configuraciones disponibles según se solicite		
Clasificación ISO 10079-1	ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO		
Vacío máximo (ajustable)	-0.80 Bar	-80 kPa	-600 mmHg
Flujo de Aire Libre	40 l/min		
Nivel de Ruido	60,5 dB		
Ciclo de Trabajo	Operación continua		
Peso	3.60 Kg		
Dimensiones	cm 35 x 21 x 18		
Años de Garantía	2		
Configuración de embalaje	3 Udds./Caja		
Lugar de Fabricación	Italia		

Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

RE 310100/30	NEW ASKIR 20 con Frasco de 1000ml autoclavable, fabricado en policarbonato
RE 310100/40	NEW ASKIR 20 con Frasco de 2000ml autoclavable, fabricado en policarbonato
Disponible bajo pedido	Frasco APEC® autoclavable hasta 143° Cent.